


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ogg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Número de artículo: CM0008061



### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo OGG1 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, rata. Se dirige al OGG1 humano (O15527), una enzima de reparación del ADN que escinde lesiones de 8-oxoguanina. Ideal para estudios sobre cáncer y envejecimiento.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | OGG1 mAb de Conejo                                                                                               |
| Observaciones/Alias | HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 4968                                                                                                             |
| GeneID              | 4968                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 246-345 del OGG1 humano (O15527). |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                     |
| SWISS               | O15527                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 39 kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |