


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ogg1 Para Wb Y Elisa - O15527

Número de artículo: CM0020808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OGG1 humano (N-glicosilasa/ADN liasa) para investigación de reparación del ADN. Validado para WB y ELISA, reacciona con OGG1 humano y de ratón. Ideal para estudios de daños oxidativos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OGG1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4968
GeneID	4968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-345 del OGG1 humano (NP_002533.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15527
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo