


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ogt Para Wb, Elisa, Chip - O15294

Número de artículo: CM0005656



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la O-GlcNAc transferasa (OGT), validado para Western Blot, ELISA y ChIP, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la O-GlcNAcilación, la regulación de la cromatina y la señalización de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OGT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Especie	Humano
GeneID (humano)	8473
GeneID	8473
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 947-1046 de la OGT humana (O15294).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15294
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo