


Anticuerpo Policlonal Anti-Ola1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ntk5

Número de artículo: CM0016822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OLA1 (DOC45, GTPBP9) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en cáncer y estudios de estrés celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OLA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DOC45, GBP45, GTPBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
Especie	Humano
GeneID	29789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-310 de la OLA1 humana (NP_037473.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NTK5
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo