


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Olfm1 Para Wb Y Elisa - Q99784

Número de artículo: CM0018060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OLFM1 humano (Noelin). Validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Útil para estudiar la regulación del crecimiento axonal y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OLFM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMY; NOE1; OlfA; NOELIN1; OLFM1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10439
ID del gen	10439
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q99784
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo