

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Olfm4 Para Wb Y Elisa - Q6Ux06

Número de artículo: CM0014623

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OLFM4 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta OLFM4 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del cáncer y estudios de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OLFM4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOLF4; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10562
GeneID	10562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-510 de OLFM4 humano (NP_006409.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UX06
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo