

Anticuerpo Monoclonal Anti-Olig1 Para Wb, Elisa - Q8Tak6

Número de artículo: CM0002173

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Olig1 humano (Q8TAK6). Validado para Western blot y ELISA. Reconoce Olig1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en gliogénesis, desarrollo de oligodendrocitos y biología del glioma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Olig1 Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alías	BHLHB6; BHLHE21; Olig1
Especie	Humano
GeneID	116448
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 172-271 de Olig1 humano (Q8TAK6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TAK6
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo