

Anticuerpo Monoclonal Anti-Olig2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q13516

Número de artículo: CM0008064

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Olig2, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta los niveles endógenos de Olig2 en humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigaciones sobre oligodendrocitos, neuronas motoras y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Olig2
Observaciones/alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Especie	Humano
GeneID (humano)	10215
GeneID	10215
Inmunógeno	Péptido sintético de Olig2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13516
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo