

Anticuerpo Monoclonal Anti-Olig2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13516

Número de artículo: CM0010971

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra OLIG2 humana, validado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Adecuado para el estudio de la especificación de oligodendrocitos y neuronas motoras, la gliogénesis y la gliomagénesis. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Olig2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Especie	Humana
GeneID (Humana)	10215
GeneID	10215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-323 de la OLIG2 humana (NP_005797.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q13516
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo