

Anticuerpo Policlonal Anti-Olig2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13516

Número de artículo: CM0014733

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Olig2 humano, adecuado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta Olig2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en neurodesarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Olig2
Observaciones/Alias	BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10215
ID del Gen	10215
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del Olig2 humano (NP_005797.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13516
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo