

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Olig2 Para Wb, Elisa - Q13516

Número de artículo: CM0010100

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Olig2 validado para Western blot y ELISA. Detecta Olig2 endógeno humano, de ratón y de rata (~32 kDa). Esencial para la investigación del desarrollo de oligodendrocitos y neuronas motoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Olig2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10215
GeneID	10215
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del Olig2 humano (Q13516).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13516
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo