

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Olig3 Para Wb, Elisa - Q7Rtu3

Número de artículo: CM0002831

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Olig3 humana, un factor de transcripción de especificación de neuronas de la médula espinal. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación en transcripción en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Olig3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	167826
ID del Gen	167826
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 173-272 de la Olig3 humana (Q7RTU3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7RTU3
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo