

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oma1 Para Wb Y Elisa - Q96E52

Número de artículo: CM0019428

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OMA1 humano, una metaloproteasa mitocondrial involucrada en control de calidad y apoptosis. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de dinámica mitocondrial y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OMA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidasa; 2010001009Rik; OMA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115209
GeneID	115209
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 421-520 de OMA1 humano (NP_660286.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96E52
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo