

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oma1 Para Wb, Elisa - Q96E52

Número de artículo: CM0015988

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a OMA1, una metaloproteasa mitocondrial esencial para el control de calidad y la respuesta al estrés. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OMA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidasa; 2010001009Rik; OMA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115209
GeneID	115209
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96E52
Peso Molecular	60kDa
Envío	Bolsa de hielo