

Anticuerpo Policlonal Anti-Oncomodulina 2 Para Wb Y Elisa - P0Ce71

Número de artículo: CM0019740

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la oncomodulina 2 humana (OM, OCM, OCM2). Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación de proteínas que se unen al calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OCM2 Rabbit pAb
Notas/Alias	OM; OCM; OCM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4951
GeneID	4951
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-109 de la OCM2 humana (NP_006179.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P0CE71
Peso Molecular	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo