

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Oncostatin M Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P13725

Número de artículo: CM0010628



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la Oncostatin M (OSM) humana validada para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de inflamación, cáncer y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Oncostatin mAb de Conejo
Observaciones/Alias	OSM; oncostatina-M; Oncostatin M
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5008
GeneID	5008
Inmunógeno	Péptido sintético: una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Oncostatin M humana (P13725)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13725
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo