

Anticuerpo Policlonal Anti-Onecut1 Para Wb - Q9Ubc0

Número de artículo: CM0015350

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ONECUT1 humano (HNF6), adecuado para WB y ELISA. Validado en humanos, ratones y ratas. Relevante para estudios de transcripción génica hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ONECUT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
Especie	Humano
GenelD (humano)	3175
GenelD	3175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-292 de ONECUT1 humano (NP_004489.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UBC0
Peso molecular	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo