


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Opa1 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O60313

Número de artículo: CM0009704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo OPA1 validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P y ELISA. Inmunógeno OPA1 humano, reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para investigación de fusión mitocondrial, remodelación de crestas y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo OPA1
Observaciones/Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4976
GenelD	4976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-573 de OPA1 humano (NP_056375.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60313
Peso Proteico	108-118 kDa
Envío	Bolsa de hielo