


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Opa1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60313

Número de artículo: CM0025167



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-OPA1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta OPA1 humano, de ratón y rata (~112 kDa), una GTPasa mitocondrial similar a la dinamina esencial para la fusión de la membrana interna y la remodelación de las crestas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDP514; OPA1
Especie	Humano
GenelD (humano)	4976
GenelD	4976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-600 de la OPA1 humana (NP_056375.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60313
Peso proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo