

Anticuerpo Policlonal Anti-Opa3 Para Wb, Elisa - Q9H6K4

Número de artículo: CM0026290

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-OPA3 de conejo de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigar la función mitocondrial y la atrofia óptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGA3; OPA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80207
GeneID	80207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-179 de la OPA3 humana (NP_079412.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6K4
Peso Molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo