

Anticuerpo Policlonal Anti-Opcml Para Wb, Elisa - Q14982

Número de artículo: CM0030945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra OPCML (proteína de unión a opioides/molécula de adhesión celular, miembro 1 de la familia IgLON). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular esperado: 38kDa. Ideal para investigación en neurociencia y adhesión celular - Q14982.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPCML Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
Especie	Humano
GeneID	4978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 246-345 del OPCML humano (NP_002536.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14982
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo