

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oplah Para Wb Y Elisa - O14841

Número de artículo: CM0014790

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OPLAH humano (5-oxoprolinasa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo del glutamato y la degradación del glutatión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPLAH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OPLA; OPLAHD; 5-Opase; OPLAH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26873
GeneID	26873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1119-1288 de OPLAH humano (NP_060040.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14841
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo