

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Opn5 Para Wb Y Elisa - Q6U736

Número de artículo: CM0019964

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra OPN5 de CamelBio, validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función del fotorreceptor opsina-5 en los ritmos circadianos y el desarrollo de la retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-OPN5
Observaciones/Alias	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	221391
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de OPN5 humano (NP_859528.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6U736
Peso molecular	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo