

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Oprd1 Para Wb, Elisa - P41143

Número de artículo: CM0004571



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para OPRD1 humano (receptor opioide delta). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Esencial para el estudio de la percepción del dolor y la analgesia opiácea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPRD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DOP; DOR; DOR1; OPRD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4985
GeneID	4985
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del OPRD1 humano (P41143).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41143
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo