

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oprd1 Para Wb, Elisa - P41143

Número de artículo: CM0030049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al OPRD1 humano (receptor opioide delta), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones en neurociencia e investigación del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPRD1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4985
GeneID	4985
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-372 del OPRD1 humano (NP_000902.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41143
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo