

Anticuerpo Policlonal Anti-Oprk1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41145

Número de artículo: CM0014842



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OPRK1 humano (receptor opioide kappa), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de dolor y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	OPRK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
Especie	Humano
GeneID	4986
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 280-380 de OPRK1 humano (NP_000903.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41145
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo