

Anticuerpo Policlonal Anti-Opri1 Para Wb, Elisa - P41146

Número de artículo: CM0025835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OPRL1 humano (receptor de nociceptina, alias NOP, KOR-3) adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Útil en el estudio de la percepción del dolor, nocicepción, actividad locomotora y vías de señalización de receptores acoplados a proteína G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPRL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
Especie	Humano
GeneID	4987
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 270-370 de OPRL1 humano (NP_000904.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41146
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo