

Anticuerpo Policlonal Anti-Opticina (Optc) Para Wb Y Elisa - Q9Ubm4

Número de artículo: CM0021353

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OPTC (Opticina) humana, apto para WB y ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (a.a. 20-115). Ideal para estudios de angiogénesis y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OPTC Conejo pAb
Observaciones/Alias	OPT; OPTC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26254
GeneID	26254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-115 de OPTC humana (NP_055174.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UBM4
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo