


Anticuerpo Policlonal Anti-Optn Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Cv9

Número de artículo: CM0019170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OPTN humano (Optineurina), validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar autofagia, inmunidad innata y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	OPTN Conejo pAb
Observaciones/Alias	NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFIIIA-INTP; OPTN
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	10133
ID del Gen	10133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-577 de OPTN humano (NP_068815.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96CV9
Peso de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo