

Anticuerpo Policlonal Anti-Or10H3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60404

Número de artículo: CM0020324

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor olfativo 10H3 humano (OR10H3), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del olfato y de los RCPG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OR10H3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OR10H3
Especie	Humano
GenelD (humano)	26532
GenelD	26532
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del OR10H3 humano (NP_039227.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60404
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo