

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Or1A1 Para Wb Y Elisa - Q9P1Q5

Número de artículo: CM0020275

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo OR1A1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con el receptor olfativo 1A1 humano, de ratón y de rata; ideal para investigación en GPCR y transducción sensorial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OR1A1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OR17-7; OR1A1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8383
GenelD	8383
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P1Q5
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de Hielo