

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Or2T10 Para Wb Y Elisa - Q8Ngz9

Número de artículo: CM0014770

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor olfativo humano OR2T10 (OR1-64), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Adecuado para estudios de investigación sobre señalización olfativa y GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OR2T10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OR1-64; OR2T10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	127069
GeneID	127069
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del OR2T10 humano (NP_001004693.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NGZ9
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo