

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Orai1 Para Wb Y Elisa - Q96D31

Número de artículo: CM0025383



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ORAI1 validado para WB y ELISA. Detecta ORAI1 (CRACM1) en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la entrada de calcio operada por depósitos, las vías de señalización inmune y la función de los canales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ORAI1 pAb de Conejo                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID de Gen (Humano)  | 84876                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ORAI1 humano (NP_116179.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q96D31                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 33kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |