

Anticuerpo Policlonal Anti-Orc1 Para Wb, Elisa - Q13415

Número de artículo: CM0016642



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ORC1 humano, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la función del complejo de reconocimiento de origen en la replicación del ADN y el ensamblaje del complejo de pre-replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ORC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
Especie	Humano
ID de Gen	4998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 696-856 del ORC1 humano (NP_001177748.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13415
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo