

Anticuerpo Policlonal Anti-Orc2 Para Wb, Elisa - Q13416

Número de artículo: CM0022814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ORC2 humano (subunidad 2 del complejo de reconocimiento del origen) para WB y ELISA. Ideal para estudios de replicación del ADN y cromatina - Q13416

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ORC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ORC2L; ORC2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4999
ID del gen	4999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 458-577 de ORC2 humano (NP_006181.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13416
Peso molecular	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo