


Anticuerpo Policlonal Anti-Orc6 Para Wb, Elisa - Q9Y5N6

Número de artículo: CM0029560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ORC6 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de replicación del ADN y el complejo de reconocimiento del origen.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ORC6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ORC6L; ORC6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23594
ID de Gen	23594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-252 del ORC6 humano (NP_055136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5N6
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo