


Anticuerpo Policlonal Anti-Orc6 (Conejo) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N6

Número de artículo: CM0029267



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo contra ORC6 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la subunidad 6 del complejo de reconocimiento de origen (28 kDa, Q9Y5N6), que participa en el inicio de la replicación del ADN. Ideal para estudios de replicación del ADN y nucleolares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ORC6 Rabbit pAb
Notas/Alias	ORC6L; ORC6
Especie	Humano
GeneID (humano)	23594
GeneID	23594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-252 de la ORC6 humana (NP_055136.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5N6
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo