


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ormdl3 Para Wb Y Elisa - Q8N138

Número de artículo: CM0017518



Introducción

Este anticuerpo policlonal se dirige a ORMDL3, una proteína de membrana del retículo endoplásmico esencial para la regulación de la biosíntesis de esfingolípidos. Validado para Western blot y ELISA, reacciona con muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ORMDL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ORMDL3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	94103
ID de Gen	94103
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ORMDL3 humano (NP_644809.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N138
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo