


Anticuerpo Monoclonal Anti-Orp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw6

Número de artículo: CM0011974



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a ORP1 (OSBPL1A) humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. ORP1 es una proteína de unión a esteroides de endosomas tardíos implicada en el transporte de colesterol y la regulación de RAB7A, ideal para investigación en metabolismo de lípidos y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ORP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ORP1; ORP-1; OSBPL1B
Especie	Humano
GenelD (humano)	114876
GenelD	114876
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 851-950 de ORP1 humano (Q9BXW6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXW6
Peso Molecular	108kDa
Envío	Bolsa de hielo