

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Orp150/Grp170/Hsp12A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4L1

Número de artículo: CM0003180

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ORP150/GRP170/HSP12A (HYOU1) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de estrés del retículo endoplásmico e hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ORP150/GRP170/HSP12A mAb de conejo
Observaciones/Alias	IMD59; Grp170; HSP12A; ORP150; GRP-170; ORP-150; ORP150/GRP170/HSP12A
Especie	Humano
GeneID (humano)	10525
GeneID	10525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la ORP150/GRP170/HSP12A humana (Q9Y4L1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4L1
Peso de la proteína	111kDa
Envío	Bolsa de hielo