

Anticuerpo Policlonal Anti-Osaldh2B1 Para Wb Y Elisa - Q9FrX7

Número de artículo: CM0020159

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo OsALDH2B1 (59 kDa) validado para WB y ELISA, que reconoce específicamente la ALDH2B1 de Oryza sativa. Ideal para la investigación de la aldehído deshidrogenasa vegetal y los estudios agrícolas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsALDH2B1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Aldh2b; OsALDH2B1
Especie	Oryza sativa
GeneID	4340725
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de OsALDH2B1 de Oryza sativa (Q9FRX7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9FRX7
Peso molecular	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo