

Anticuerpo Policlonal Anti-Osarf19 Para Wb, Elisa - Q0D9R7

Número de artículo: CM0021804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de respuesta a auxinas 19 de arroz (OsARF19, OsARF7a). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para la investigación en *Oryza sativa*, involucrado en la señalización de auxinas y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsARF19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
Especie	Oryza sativa
GeneID	4341978
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 800-900 de Oryza sativa OsARF19 (Q0D9R7).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0D9R7
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo