

Anticuerpo Policlonal Anti-Osbip1 Para Wb, Elisa - Q6Z7B0

Número de artículo: CM0022128

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BiP1 (BIP1) de arroz, una chaperona del retículo endoplásmico para el plegamiento de proteínas y la respuesta al estrés. Validado para WB y ELISA en Oryza sativa. Ideal para investigación sobre desarrollo de semillas y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsBip1 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
Especie	Oryza sativa
ID del Gen	4328075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de OsBip1 de Oryza sativa. (Q6Z7B0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6Z7B0
Peso Molecular	73kDa
Envío	Bolsa de hielo