


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Osbp Para Wb, If/Icc, Elisa - P22059

Número de artículo: CM0029615



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la proteína 1 de unión a oxisteroles (OSBP) humana. Apto para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte de lípidos y metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo contra OSBP
Observaciones/Alias	OSBP1; OSBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	5007
GeneID	5007
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 508-807 de la OSBP humana (NP_002547.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22059
Peso Molecular de la Proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo