

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osbpl2 Para Wb, Elisa - Q9H1P3

Número de artículo: CM0014886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra OSBPL2 (ORP2) humano, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar el transporte de lípidos, la adhesión celular y las vías relacionadas con la sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OSBPL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ORP2, ORP-2, DFNA67, DNFA67, OSBPL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9885
GeneID	9885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 291-480 de OSBPL2 humano (NP_653081.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H1P3
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo