

Anticuerpo Policlonal Anti-Osbpl3 Para Wb, Elisa - Q9H4L5

Número de artículo: CM0025023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra OSBPL3 humano (ORP3) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reconoce OSBPL3 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante de los aminoácidos 370-520 de OSBPL3 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OSBPL3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-520 de OSBPL3 humano (NP_056365.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4L5
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo