

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osbzip23 Para Wb, Elisa - Q6Z312

Número de artículo: CM0022159

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción OsbZIP23 de arroz. Adecuado para Western blot y ELISA, reconoce el objetivo de Oryza sativa. Ideal para la investigación de señalización de estrés abiótico y la vía del ABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsbZIP23 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsbZIP23
Especie	Oryza sativa
GeneID	4330838
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de OsbZIP23 de Oryza sativa. (Q6Z312).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6Z312
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo