

Anticuerpo Policlonal Anti-OsdlT Para Wb Y Elisa - Q9Lwu9

Número de artículo: CM0020577

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce específicamente la proteína OsDLT (SWISS: Q9LWU9) en arroz. Validado para aplicaciones de WB y ELISA, es una herramienta esencial para estudiar la señalización de brasinoesteroides, la regulación de la transcripción y el control del tamaño de los órganos vegetales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo OsDLT
Observaciones/Alias	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
Especie	Oryza sativa
ID del Gen	4339978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-214 de Oryza sativa OsDLT (Q9LWU9)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo