

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oseil1 Para Wb, Elisa - Q10M41

Número de artículo: CM0024450

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo OsEIL1 validado para WB y ELISA en arroz (Oryza sativa). Ideal para estudiar la señalización del etileno, la respuesta al estrés y las vías de resistencia a enfermedades. Peso molecular diana 71kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsEIL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; Osj_10672
Especie	Oryza sativa
GenelD (humano)	EIL1
GenelD	107276358
Inmunógeno	Proteína recombinante LSRGKDPAGGVVGDPSK-C
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10M41
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo