

Anticuerpo Policlonal Anti-Osein2 Para Wb, Elisa - Q0D8I9

Número de artículo: CM0020799

Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo anti-OsEIN2 (Q0D8I9) reactivo con Oryza sativa. Validado para WB y ELISA, dirigido contra la proteína de señalización del etileno implicada en el desarrollo, la senescencia y el tamaño del grano de arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsEIN2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
Especie	Oryza sativa
ID del gen	4342431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 576-710 de OsEIN2 de Oryza sativa (Q0D8I9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0D8I9
Peso de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo